



Oxygène médical
Labodal 110 bar, en
bouteille 2,2L

Manodétendeur à
débit réglable
(VST-501)



DESCRIPTION

L'oxygène médical Labodal **110 bar**, gaz pour inhalation, en bouteille existe sous la forme de présentation pharmaceutique : une bouteille de **2.2L** qui contient l'équivalent de 0.24m3 de gaz sous une pression de 110 bar. Une bouteille pleine pèse **2,850kg** et vide 2,500g.

Notre manodétendeur est compatible avec les bouteilles d'oxygène médical commercialisées par Labodal. Il doit être utilisé pour libérer l'oxygène à faible pression et dans une sélection de 12 débits (1;1.5; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 12; 15L/min).

Poids du colis (bouteille et manodétendeur) : **3,02 kg** / Dimension : **L51 x l12 x H12**

AUTONOMIE

Concernant l'autonomie de la bouteille elles sont les suivantes :

- débit à **9L/min** : 27 minutes
- débit à **15L/min** : 16 minutes

UTILISATION

Afin de pouvoir administrer de l'oxygène médical Labodal il faut retirer le capuchon noir qui se trouve sur la bouteille et visser le manodétendeur. Une fois l'opération faite, il suffit d'y raccorder simplement le masque à haute concentration ou l'insufflateur et de choisir le débit d'oxygène que l'on souhaite délivrer grâce au manodétendeur à débit réglable.



Fiches techniques des manodétendeurs

Manodétendeur compatible avec l'oxygène médical labodal 110 bar, gaz pour inhalation.

VST-501



115,83€ HT
139€ TTC

- Fabricant : ACARE
- Lieu de fabrication : Taiwan
- Standards :
 - ISO 13485: 2016
 - ISO 10524-1: 2016
- Pression de sortie : 3,5 bars
- Classe DM : IIb
- Poids : 0,200g
- Durée de vie : 5 ans

RO.300



165€ HT
198€ TTC

- Fabricant : SAN-O-SUB
- Lieu de fabrication : Italie
- Standards :
 - ISO 13485: 2016
 - ISO 10524-1: 2016
- CE : 93/42/CEE
- Classe DM : IIb
- Poids : 0,550g
- Pression de sortie : 3,5 bars
- Température limite : de -20°C à +50°C
- Intervalle : 0-1,5-2-3-4-6-9-12-15

RO.300 - AFNOR



174€ HT
208,80€ TTC

- Durée de vie : 10 ans avec réépreuve à 5 ans
- Prise AFNOR : compatible avec respirateur pneumatique/électrique
- Poids : 0,610g